

Bettgeländer RFM ausziehbar



⚠️ Lesen Sie aufmerksam die komplette Gebrauchsanleitung, bevor Sie das Bettgeländer RFM ausziehbar montieren, einstellen oder erstmalig in Gebrauch nehmen.

Zweckbestimmung

Das „Bettgeländer RFM ausziehbar“ ist für Personen geeignet, die Unterstützung benötigen, um aus der Liege- in die Sitzposition zu gelangen. Um in das Bett oder aus dem Bett zu steigen, kann das „Bettgeländer RFM ausziehbar“ als Stütze benutzt werden. Des Weiteren verhindert es, dass Personen aus dem Bett fallen.

Montage

1. Entnehmen Sie das Bettgeländer aus dem Karton und dem Polybeutel. Überprüfen Sie, ob dieses Transportschäden oder einen Defekt am Material aufweist.



2. Falten sie das Bettgeländer auseinander und legen Sie dieses mit dem U-förmigen Rahmenteil auf den Lattenrost des Bettes.



3. Öffnen Sie den Gurt und passen Sie die Breite des Gestells durch die Druckknopf-Einstellung an, danach fixieren Sie das Gestell, indem Sie den Gurt am Lattenrost befestigen.




4. Klappen Sie das Seitenteil nach oben in die waagerechte Position und stellen Sie dieses mit der Spanschraube fest.



5. Mit Hilfe der Druckknöpfe am Seitenteil, kann dieses in der Breite verändert/ausgezogen werden. Somit ist eine Nutzung an einem kürzeren Bett oder Kinderbett, als auch an einem normalen Bett möglich. Je nach Körperlänge kann die Anbringung am Kopfende sowie in der Matratzenmitte individuell angepasst werden.



6. Um das Geländer herunterzuklappen, ziehen Sie die Spannschraube seitlich heraus, um die Fixierung zu lösen.



Sicherheitshinweise



1. Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das „Bettgeländer RFM ausziehbar“ fest sitzt!
2. Ziehen Sie sich nicht von außen am Geländer hoch und belasten Sie dieses nicht mit Ihrem gesamten Körpergewicht.
Die maximale Belastung des Seitenteils beträgt 70 kg, die maximale Belastung des Untergestells unter der Matratze 120kg!
3. Zum Herunterklappen und Feststellen des Seitenteils lösen Sie die Spannschraube langsam, um Verletzungen zu vermeiden.
4. Das Bettgeländer ist nicht für eine Zweckentfremdung geeignet und Kinder sollten sich nicht daran hängen!
5. Verwenden Sie kein defektes Bettgeländer RFM ausziehbar!

Reinigung/Mehrfachgebrauch

Sie sollten das Bettgeländer RFM ausziehbar, das zur Wiederverwendung bestimmt ist, regelmäßig reinigen und desinfizieren. Reinigen Sie dieses mit einer milden Seifenlauge, einem trockenen Tuch und einem handelsüblichen Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Das Bettgeländer RFM ist wartungsfrei. Sollten Sie am Material Schäden oder Veränderungen feststellen, wenden Sie sich an ihren Fachhändler.

Lagerung

Wenn Sie das Bettgeländer RFM ausziehbar nicht benutzen, lagern Sie dieses in dem Karton verpackt an einem trockenen Ort.

Lieferumfang

Bettgeländer RFM ausziehbar
Gebrauchsanweisung

Technische Daten/Maße und Gewicht

Material: Lackierter Stahl



Gewicht: 3,5 kg

Tiefe des Untergestells: ca. 79 – 89 cm

Höhe: 50 cm

Höhe gefaltet: 16 cm

Länge (Seitenteil): ca. 55 – 72 cm

Durchmesser der Rohre: 23 mm (außen), 18,6 mm (innen)

Maximale Belastbarkeit: 120kg (Gestell), 70 kg (Seitenteil)

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Produktmängel, die nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Von der Gewährleistung sind ausgeschlossen: Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß oder Vorsatz auftreten. Weiterhin sind von der Gewährleistung Schäden ausgeschlossen, die durch falsche Reinigungs- und Pflegemittel auftreten oder die durch fahrlässige und unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Art. 14002528

Extendable RFM bed rail



GB



Read all of the instructions carefully before you assemble, adjust or first use the extendable RFM bed rail.

Intended purpose

The “extendable RFM bed rail” is intended for people who require support moving from a lying to a sitting position. The “extendable RFM bed rail” can be used as a support when getting into or out of bed. It also prevents people from falling out of bed.

Assembly

1. Remove the bed rail from the box and the plastic bag. Check whether it shows any transport damage or defects to the material.



2. Open up the bed rail and place it with the U-shaped section of the frame on the slatted frame of the bed.

3. Open the strap and adjust the width of the frame using the push-button adjustment, then fix the frame in place by attaching the strap to the slatted bed

frame.



4. Fold the side section upwards in a vertical position and fix this in place with the clamping screw.






5. The width of this can be altered/extended with the aid of the push-buttons on the side section. It is thus also possible to use the frame on a shorter bed or child's bed as well as on a normal bed. Depending on the person's height, the attachment at the head

end and in the centre of the mattress can be adjusted individually.

6. To drop the rail down, pull the clamping screw out to the side to release the fixing.



Safety information



6. Make sure the "extendable RFM bed rail" is fitted firmly before every use!
7. Do not pull yourself up on the rail from outside and do not put your full body weight on it. The maximum load for the side section is 70 kg, the maximum load of the lower frame under the mattress is 120 kg!
8. To drop down and tighten the side section, slowly loosen the clamping screw in order to avoid injury.
9. The bed rail is not suitable for other uses and children should not hang from it!
10. Do not use a defective extendable RFM bed rail!

Cleaning/multiple use

You should regularly clean and disinfect the extendable RFM bed rail if it is intended for multiple use. Clean it with mild soapy water, a dry cloth and a conventional disinfectant. Do not use any abrasive or corrosive cleaning agents!

Maintenance

The RFM bed rail is maintenance-free. If you identify any damage or changes to the material, please contact your retailer.

Storage

When you are not using the extendable RFM bed rail, store it in the box in a dry place.

Parts supplied

Extendable RFM bed rail
Instructions

Technical data/dimensions and weight

Material: Painted steel
Weight: 3.5 kg
Depth of lower frame: approx. 79 - 89 cm



Height: 50 cm

Height folded: 16 cm

Length (side section): approx. 55 – 72 cm

Diameter of the tubes: 23 mm (outside), 18.6 mm (inside)

Maximum load-bearing capacity: 120kg (frame), 70 kg (side section)

Warranty

The warranty is for 24 months and relates to all product defects that are demonstrably due to manufacturing or material faults. The warranty does not include: Damage that occurs due to natural wear or intent. The warranty also does not include damage that occurs due to incorrect cleaning and care agents, or due to negligent and improper operation or use.



Art. 14002528



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Barrière de lit RFM télescopique



FR



Lisez attentivement le mode d'emploi complet avant d'installer, de régler ou d'utiliser la barrière de lit RFM télescopique pour la première fois.

Usage prévu

La « barrière de lit RFM télescopique » convient aux personnes qui ont besoin d'aide pour passer de la position couchée à la position assise. La « barrière de lit RFM télescopique » peut être utilisée comme support pour entrer ou sortir du lit. Elle empêche également aux personnes de tomber du lit.

Montage

1. Retirez la barrière de lit de la boîte en carton et du sac plastique. Vérifier que le matériel n'a pas été endommagé au cours du transport ou qu'il n'est pas défectueux.



2. Dépliez la barrière de lit et placez-la de telle sorte que le cadre en U repose sur le sommier à lattes du lit.



3. Ouvrez la ceinture, ajustez la largeur du châssis au moyen du bouton-pression, puis fixez le châssis en attachant la ceinture sur le sommier en lattes.



4. Déployez le panneau latéral à la verticale et fixez-le avec la vis de serrage.




5. Il est possible de modifier/agrandir la largeur de ce panneau à l'aide des boutons-pression dont il est muni. Cela signifie que la barrière de lit peut être utilisée sur un lit plus court ou un lit d'enfant, ainsi que sur un lit aux dimensions normales. En fonction de la taille de la personne, il est possible d'installer la barrière au niveau de l'extrémité de la tête ou



au milieu du matelas.

6. Pour rabattre la barrière de lit, il suffit de desserrer la fixation en tirant sur la vis de serrage latérale.



Consignes de sécurité

1. Avant chaque utilisation, vérifiez que la « barrière de lit RFM télescopique » est solidement fixée.
2. Ne vous relevez pas en prenant appui sur l'extérieur de la barrière de lit et ne transférez pas tout votre poids sur elle.
La charge maximale du panneau latéral est de 70 kg. La charge maximale du châssis se trouvant sous le matelas est de 120 kg !
3. Pour rabattre et verrouiller le panneau latéral, il convient de desserrer lentement la vis de serrage pour éviter toute blessure.
4. La barrière de lit ne peut être détournée de son utilisation première et les enfants ne doivent pas s'y suspendre !
5. N'utilisez pas la barrière de lit RFM télescopique si elle est défectueuse !

Nettoyage/usage multiple

Vous devez nettoyer et désinfecter régulièrement la barrière de lit RFM télescopique destinée à être réutilisée. Nettoyez-la avec une solution savonneuse douce, un chiffon sec et un désinfectant disponible dans le commerce. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs !

Entretien

La barrière de lit RFM ne nécessite aucun entretien. Si vous remarquez des dommages ou des altérations sur le matériel, contactez votre revendeur.

Stockage

Si vous n'utilisez pas la barrière de lit RFM télescopique, rangez-la dans le carton et stockez-la dans un endroit sec.

Contenu de la livraison

Barrière de lit RFM télescopique
Mode d'emploi



Caractéristiques techniques/Dimensions et poids

Matériau : Acier laqué

Poids : 3,5 kg

Profondeur du châssis : env. 79 – 89 cm

Hauteur : 50 cm

Hauteur en mode plié : 16 cm

Longueur (panneau latéral) : env. 55 – 72 cm

Diamètre des tubes : 23 mm (extérieur), 18,6 mm (intérieur)

Charge maximale : 120 kg (châssis), 70 kg (panneau latéral)

Garantie

La période de garantie est de 24 mois et couvre tous les défauts du produit qui peuvent être prouvés en raison des défauts de fabrication ou des matériaux. Sont exclus de la garantie : les dommages causés par l'usure naturelle ou intentionnelle. Sont également exclus de la garantie les dommages causés par des produits de nettoyage et d'entretien inadaptés ou par une utilisation négligente ou inadéquate.



Art. 14002528



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Sponda per letto RFM estensibile



IT



Leggere attentamente l'intero manuale d'uso prima di montare, regolare o utilizzare per la prima volta la sponda per letto RFM estensibile.

Destinazione d'uso

La “sponda per letto RFM estensibile” è adatta a persone che necessitano di un ausilio per passare dalla posizione supina a quella seduta. È possibile utilizzare il sostegno fornito dalla “sponda per letto RFM estensibile” per salire o scendere dal letto. Tale supporto evita inoltre eventuali cadute dal letto.

Montaggio

1. Estrarre la sponda per letto dalla confezione in cartone e dal sacchetto di plastica. Verificare che non presenti danni dovuti al trasporto o difetti di materiale.



2. Spiegare la sponda per letto e posizionarla in modo da appoggiare la struttura a U del telaio sulla rete a doghe.

3. Aprire la cinghia e regolare la larghezza della struttura mediante l'apposito pulsante, quindi fissare la struttura assicurando la cinghia alla rete a doghe.



4. Sollevare l'elemento laterale fino a portarlo in posizione verticale, quindi assicurarlo con la vite di bloccaggio.



5. Utilizzare il pulsante posto sull'elemento laterale per modificarne la larghezza/estrarlo. Così facendo è possibile utilizzare la sponda sia in un letto più corto o per bambini che in un letto normale. A seconda della lunghezza del corpo, è possibile regolare individualmente il fissaggio in prossimità della testiera e al centro del materasso.



6. Per ripiegare la sponda, estrarre la vite di bloccaggio lateralmente per allentare il fissaggio.



Avvertenze in materia di sicurezza



1. Prima di ogni utilizzo, verificare che la “sponda RFM estensibile” sia fissata!
2. Non tirare il telaio dall'esterno facendo leva con l'intero peso del corpo.
Il carico massimo dell'elemento laterale è di 70 kg, il carico massimo della struttura inferiore sotto il materasso è di 120 kg!
3. Per ripiegare e fissare l'elemento laterale, allentare lentamente la vite di bloccaggio per evitare lesioni.
4. La sponda per letto non è concepita per usi impropri e i bambini non devono appendersi alla sua struttura!
5. Non utilizzare una sponda per letto RFM estensibile difettosa!

Pulizia e riutilizzo

Pulire e disinfettare regolarmente sponde RFM estensibili destinate al riutilizzo. Pulire la sponda con una soluzione saponosa delicata, un panno asciutto e un disinfettante disponibile in commercio. Non utilizzare detergenti abrasivi o corrosivi!

Manutenzione

La sponda per letto RFM non richiede manutenzione. Nel caso in cui si riscontrino danni o modifiche al materiale, contattare il rivenditore.

Stoccaggio

In caso di mancato utilizzo della sponda per letto RFM estensibile, riporla all'interno dell'apposita confezione di cartone in un luogo asciutto.

Dotazione

Sponda per letto RFM estensibile
Manuale d'uso



Dati tecnici, dimensioni e peso

Materiale: acciaio laccato

Peso: 3,5 kg

Profondità della struttura inferiore: 79 – 89 cm ca.

Altezza: 50 cm

Altezza piegata: 16 cm

Lunghezza (elemento laterale): 55 – 72 cm ca.

Diametro dei tubi: 23 mm (esterno), 18,6 mm (interno)

Carico massimo: 120 kg (struttura inferiore), 70 kg (elemento laterale)

Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi e copre tutti i difetti del prodotto che possono essere dimostrati come imputabili a difetti di fabbricazione o vizi del materiale. Sono esclusi dalla garanzia: danni causati da usura naturale o da atti intenzionali. Sono inoltre esclusi dalla garanzia danni causati da prodotti per la pulizia e la manutenzione non corretti o danni dovuti a un utilizzo improprio e negligente.



Art. 14002528



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Barandilla extensible RFM para la cama



ES



Lea íntegramente con mucha atención las instrucciones de uso antes de montar, regular o utilizar por primera vez la barandilla extensible RFM para la cama.

Uso previsto

La «barandilla extensible RFM para la cama» es apta para personas que necesitan ayuda para pasar de una posición tumbada a una posición sentada. La «barandilla extensible RFM para la cama» se puede emplear de punto de apoyo para acostarse o incorporarse. Además está diseñada para evitar caídas de la cama.

Montaje

1. Saque la barandilla del cartón y de la bolsa de plástico. Compruebe que el producto no se haya dañado durante el transporte ni presente defectos.



2. Despliegue la estructura y coloque la base en forma de U sobre el somier.

3. Abra la correa y ajuste la anchura de la base mediante los botones de bloqueo; a continuación, emplee la correa para sujetar la base al somier.



4. Abra la barandilla (parte lateral) y colóquela en posición vertical; asegure esta posición por medio del tornillo de ajuste.




5. La barandilla está dotada de botones de bloqueo que le permiten extenderla/modificar su anchura. De este modo se posibilita el uso del producto tanto en camas pequeñas o infantiles como en camas de tamaño normal. En función de la longitud del cuerpo, la barandilla se puede colocar cerca del cabecero de la cama o en una posición



centrada.

6. Para retirar la barandilla, suelte la fijación tirando lateralmente del tornillo de ajuste.



Instrucciones de seguridad



1. Antes de cada uso, compruebe que la «Barandilla extensible RFM para la cama» está bien sujeta.
2. No se incorpore usando la barandilla desde la parte exterior ni cargue sobre ella todo el peso de su cuerpo.
¡La capacidad máxima de la barandilla (parte lateral) es de 70 kg, la capacidad máxima de la base situada bajo el colchón es de 120 kg!
3. Retire y sujete la barandilla aflojando el tornillo de ajuste lentamente para evitar lesiones.
4. La barandilla no es apta para usos distintos del previsto y los niños no deben colgarse de ella.
5. ¡Nunca emplee una «Barandilla extensible RFM para la cama» que presente desperfectos!

Limpieza/Reutilización

La «Barandilla extensible RFM para la cama» destinada a ser reutilizada se debe limpiar y desinfectar periódicamente. Emplee una solución jabonosa suave para la limpieza y, a continuación, mediante un trapo seco, aplique un desinfectante de uso habitual. ¡No utilice productos abrasivos ni corrosivos!

Mantenimiento

La barandilla RFM no requiere mantenimiento. Si detecta la presencia de daños materiales o algún cambio, contacte con el su proveedor especializado.

Almacenamiento

Cuando no emplee la «Barandilla extensible RFM para la cama», guárdela embalada dentro de su cartón en un lugar seco.

Volumen de suministro

Instrucciones de uso
«Barandilla extensible RFM para la cama»

Especificaciones técnicas/Medidas y peso

Material: Acero lacado



Peso: 3,5 kg

Profundidad de la base: aprox. 79 – 89 cm

Altura: 50 cm

Altura replegado: 16 cm

Longitud (parte lateral): aprox. 55 – 72 cm

Diámetro de los tubos: 23 mm (exterior), 18,6 mm (interior)

Capacidad máxima: 120kg (base), 70 kg (parte lateral)

Garantía

La garantía es de 24 meses y cubre todos los defectos del producto imputables de manera demostrable a su fabricación o a los materiales empleados. Quedan excluidos de la garantía: Daños intencionados o derivados del desgaste normal. Tampoco quedan cubiertos los daños causados por productos de limpieza o mantenimiento equivocados o por un uso o manejo negligentes o distintos de los previstos.



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Art. 14002528

Udtrækkelig sengehest RFM



DK



Læs den komplette brugsvejledning omhyggeligt inden montering, indstilling eller første anvendelse af den udtrækkelige RFM sengehest.

Korrekt anvendelse

Den udtrækkelige sengehest RFM er egnet til personer, som har brug for assistance til at sætte sig op fra liggende stilling. Den udtrækkelige sengehest RFM kan anvendes som støtte til at komme ind i eller ud af sengen. Desuden forhindrer den, at personer falder ud af sengen.

Montering

1. Tag sengehesten ud af kartonen og plastposen. Kontrollér, om der forekommer transportskader eller materialedefekter.
2. Fold sengehesten ud og læg denne med den U-formede rammedel på sengens sengebund.



3. Åbn remmen og tilpas stallets bredde ift. sengebunden vha. trykknop-indstilling. Fiksér derefter stallet ved at fastgøre remmen til sengebunden.



4. Klap sidedelen opad i den vertikale position, og fiksér denne med spændeskruen.






gelænderet ned skal spændeskruen trækkes ud i siden for at løsne fikseringen.

5. Vha. trykknapper på sidedelen er det muligt at ændre bredden/trække den ud. På den måde er det muligt at anvende den både til en kortere seng eller børneseng såvel som til en normal seng. Alt efter kropslængde kan den tilpasses individuelt og anbringes oppe ved hovedenden eller ved madrassens midte.

6. For at kunne klappe



Sikkerhedshenvisninger



1. Kontrollér om den udtrækelige sengehest RFM sidder ordentligt fast før hver enkelt anvendelse!
2. Du må ikke trække dig op i sengen ved at holde fast i sengehesten eller belaste den med den samlede kropsvægt.
Den maksimale belastning for sidedelen er på 70 kg, den maksimale belastning for understellet under madrassen er på 120kg!
3. Løsn spændeskruen langsomt for at undgå kvæstelser, når sidedelen skal klappes ned og fastgøres i denne position.
4. Sengehesten må ikke anvendes til andre formål og børn bør ikke hænge på den!
5. Anvend ikke den udtrækelige sengehest RFM, hvis den er defekt!

Rengøring/genanvendelse

Inden den udtrækelige sengehest RFM anvendes igen, skal den rengøres og desinficeres. Rengør den med en mild sæbeopløsning, en tør klud og almindelige desinfektionsmidler. Anvend ingen skurrende eller ætsende rengøringsmidler!

Vedligeholdelse

Sengehest RFM er vedligeholdelsesfri. Ret henvendelse til din forhandler, hvis du konstaterer skader eller forandringer.

Opbevaring

Når den udtrækelige sengehest RFM ikke anvendes, kan den opbevares i kartonen på et tørt sted.

Leveringsomfang

Udtrækelig sengehest RFM

Brugsvejledning



Tekniske data/dimensioner og vægt

Materiale: Lakeret stål

Vægt: 3,5 kg

Understellets dybde: Ca. 79 – 89 cm

Højde: 50 cm

Højde i sammenfoldet tilstand: 16 cm

Længde (sidedel): Ca. 55 – 72 cm

Rørdiameter: 23 mm (udvendig), 18,6 mm (indvendig)

Maks. belastning: 120kg (stel), 70 kg (sidedel)

Garanti

Der er 24 måneders garanti på produktet i forbindelse med alle mangler på produktet, hvor det kan bevises, at der er tale om produktions- eller materialefejl. Garantien dækker ikke: Beskadigelser, der er opstået som følge af normal slid eller med forsæt. Desuden dækker garantien ikke skader, der er opstået ved anvendelse af forkerte rengørings- eller plejemidler eller uagtsom og forkert betjening eller anvendelse.



Art. 14002528



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com

Bedhek RFM uittrekbaar



NL



Lees zorgvuldig de complete gebruiksaanwijzing, voordat u 'Bedhek RFM uittrekbaar' monteert, instelt of voor de eerste keer in gebruik neemt.

Gebruiksdoel

'Bedhek RFM uittrekbaar' is geschikt voor personen die ondersteuning nodig hebben om van lig- in zitpositie te komen. Om in bed of uit bed te stappen, kan 'Bedhek RFM uittrekbaar' als steun gebruikt worden. Bovendien verhindert het dat personen uit bed vallen.

Montage

1. Haal het bedhek uit de doos en de plastic zak. Ga na, of er sprake is van transportschade of defecten aan het materiaal.
2. Klap het bedhek uit en leg het met het U-vormige frame op de lattenbodemplaat van het bed.



3. Open de band en pas de breedte van het frame aan met de drukknop-instelling. Fixeer het frame door de band aan de lattenbodem te bevestigen.



4. Klap het zijgedeelte naar boven totdat het loodrecht verticaal staat. Zet het zijgedeelte vast met de spanschroef.






5. Met de drukknoppen op het zijgedeelte kan het zijgedeelte in de breedte versteld/uitgetrokken worden. Zo is zowel gebruik aan een standaard bed mogelijk, als aan een korter bed of kinderbed. Het bedhek kan aangepast worden aan de lichaamslengte, zowel aan het hoofdeinde als in het

midden van de matras.

6. Om het bedhek omlaag te klappen, ontgrendelt u het door de spanschroef aan de zijkant eruit te trekken.



Veiligheidsinstructies



1. Ga vóór ieder gebruik na of 'Bedhek RFM uittrekbaar' goed vastzit!
2. Trek uzelf niet vanaf de buitenkant omhoog aan het bedhek en belast het niet met uw gehele lichaamsgewicht.
De maximale belasting van het zijgedeelte is 70 kg, de maximale belasting van het onderstel onder de matras is 120 kg.
3. Om het zijgedeelte omlaag te klappen en weer rechtop te zetten, de spanschroef langzaam losmaken, anders bestaat er gevaar voor verwondingen.
4. Gebruik het bedhek niet voor doeleinden waar het niet voor gemaakt is. Kinderen mogen niet aan het bedhek hangen!
5. Gebruik 'Bedhek RFM uittrekbaar' niet meer, als het defect is!

Schoonmaken/gemeenschappelijk gebruik

Een 'Bedhek RFM uittrekbaar' dat voor gemeenschappelijk gebruik dient, regelmatig schoonmaken en desinfecteren. Maak het schoon met een mild zeepsopje, een droge doek en een gangbaar desinfectiemiddel. Gebruik geen schurende, bijtende of etsende schoonmaakmiddelen.

Onderhoud

'Bedhek RFM uittrekbaar' is onderhoudsvrij. Stelt u schade of veranderingen aan het materiaal vast, neem dan contact op met uw speciaalzaak.

Opbergen

Als u 'Bedhek RFM uittrekbaar' niet gebruikt, berg het dan op in de doos, op een droge plek.

Inhoud verpakking

Bedhek RFM uittrekbaar

Gebruiksaanwijzing



Technische gegevens/maten en gewicht

Materiaal: Gelakt staal

Gewicht: 3,5 kg

Diepte onderstel: ca. 79 – 89 cm

Hoogte 50 cm

Hoogte ingeklapt: 16 cm

Lengte (zijgedeelte): ca. 55 – 72 cm

Doorsnede van de buizen: 23 mm (buitenkant), 18,6 mm (binnenkant)

Maximale belastbaarheid: 120 kg (frame), 70 kg (zijgedeelte)

Garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden en heeft betrekking op alle defecten aan het product die aantoonbaar te wijten zijn aan fabricagefouten of materiaalfouten. Van garantie zijn uitgesloten: beschadigingen die door natuurlijke slijtage ontstaan zijn of opzettelijk veroorzaakt zijn. Van garantie uitsloten is verder schade die door verkeerde schoonmaak- of onderhoudsmiddelen ontstaan is, of die ontstaan is door nalatige of onjuiste bediening of gebruik.



Art. 14002528



Daimlerstrasse 12 a

D-25337 Elmshorn

Tel.: (0)4121 4733 12

Fax: (0)4121 4733 23

www.rehaforum.com

info@rehaforum.com