



* Auflagewinkel verstellbar
in 4 Stufen a 24 mm,
von 244 bis 316
(Maße ohne Lattenrost)

Mass	Nennbreite 90	Nennbreite 100	Nennbreite 120	Nennbreite 140
B1	1000	1100	1300	1500
B2	960,5	1060,5	1260,5	1460,5
B3	904,5	1004,5	1204,5	1404,5
Mass	Nennlänge 200	Nennlänge 220		
L1	2090	2290	----	----
L2	2000	2200	----	----

 STIEGELMEYER Made by Stiegelmeier Group	3D-CAD	Datum	Name	Halbzeug-Werkstoff	Status	
	gez.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		S1 = Freigegeben S2 = Gesperrt S3 = Angebotsanfrage S4 = Erstmuster	
	gepr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstoff-Norm		
	Norm					
	Maßstab	1:10	Benennung	Pflegebett Relax 100	Mat-Nr	
	Gewicht()			Maßübersicht	Seniorenbett-Relax-10	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten oder dem Wettbewerb zugänglich gemacht werden.					Änd-Nr	Version
						00
					Zng-Nr	-
					Ersatz für	
					Ersetzt durch	